PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

KERN SET-18

ITALIANO





CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







CARATTERISTICHE

- Nota: Il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- Gestione dei container: I diversi articoli vengono immagazzinati e pesati in container dello stesso tipo. La tara di questi container può essere gestita centralmente con SET-18 Container Master. Se il peso di un container cambia, la nuova tara viene semplicemente aggiornata in Container Master e applicata automaticamente a tutti gli articoli e le funzioni associate nell'applicazione
- Assegnazione fissa: È possibile assegnare in modo permanente un container a ciascun oggetto dei dati anagrafici per garantire la coerenza
- Esposizione del container: Quando si utilizza un oggetto dei dati anagrafici, gli utenti vedono in EasyTouch il container assegnato in modo permanente o un container selezionato manualmente. Questo riduce il rischio di confusione e migliora la precisione del processo di lavoro
- Selezione del container: Gli utenti possono selezionare un container anche durante il processo di pesatura senza alcuna definizione preliminare, ad esempio scansionando l'ID del container con un codice a barre. In questo modo si evitano valori errati della tara

Informazioni sulla licenza
- La licenza include: Una licenza può funzionare su un terminale (PC, laptop, tablet Android)

SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base

PITTOGRAMMI

Di serie



Opzione



Panoramica dei pittogrammi KERN



EasyTouch: Adatto per la connessione, trasmissione e controllo dei dati tramite PC o tablet



Gestione centrale utenti per funzioni KERN EasyTouch. Per ogni utente si possono salvare i dati base primari, come per es. nome, cognome, immagine. A ogni utente viene assegnato un ruolo utente, che nell'app KERN EasyTouch dispone di diritti configurabili in modo personalizzato. Questa struttura permette di creare utente standard, utente supervisore ecc. Il login nell'app KERN EasyTouch avviene mediante nome utente e password.



In questa memoria sono salvati tutti i dati di pesata e di misurazione stampati e memorizzati. Il salvataggio avviene sull'apparecchio indicatore locale o a livello centralizzato – per tutti i sistemi di pesata collegati – in una server directory (Save Data Server o Save Data Cloud). I dati dinamici possono essere consultati in qualsiasi momento e stampati o esportati sotto forma di tabella.



Tutti i dati di memoria sono salvati in modo da non essere manipolabili. Le modifiche dei dati base sono anch'esse salvate nella memoria dati dinamica a prova di manipolazione (Data Traceability)



Qualificazione apparecchio: concetto di qualificazione conforme alle normative, che comprende i seguenti servizi di validazione: Qualificazione dell'installazione (IQ), qualificazione del funzionamento (OQ)



Funzione centralizzata di salvataggio dati per la memorizzazione aggiuntiva di tutti i dati di misurazione in una server directory locale e centralizzata. In questa directory sono salvati i dati di misurazione di tutti i sistemi di pesata KERN EasyTouch collegati e di tutte le funzioni KERN EasyTouch installate. In particolare per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò comporta il vantaggio di avere tutti i dati di pesata consolidati in un'unica banca dati e di dover cercare i dati di misurazione di diverse bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati Save-Server è protetto dalle manipolazioni e non è modificabile.