PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

KERN ODC 861

La fotocamera raffreddata per l'esame professionale in fluorescenza

ITALIANO




CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







CARATTERISTICHE

- La fotocamera ODC 861 con Cella di Peltier è stata sviluppata specificamente per le applicazioni in fluorescenza. Essa è in grado di compensare in modo significativo i rumori dell'immagine causati dalla luce insufficiente. Grazie alla sua alta risoluzione e al sensore cromatico sensibile alla luce Sony CMOS, la fotocamera assicura un'altissima qualità delle immagini. La pratica e resistente custodia serve a proteggere e a trasportare questa fotocamera di alto livello
- Le immagini in tempo reale possono essere trasmesse direttamenteal software gratuito per PC VIS 2.0 PRO o VIS 2.0 LITE tramite una delle interfacce USB integrate (USB 3.0 e USB 2.0)
- L'alimentazione elettrica arriva da un'unità esterna da 12 V
- Possibilità di bilanciamento del nero
- Ordinare al momento dell'acquisto anche l'adattatore C-Mount (ammesso solo 1,0×) per il vostro microscopio KERN

PITTOGRAMMI

Di serie



ACCESSORI

Modello	Descrizione
822-903	Cavi per alimentatori (UK) 822-903
MLB-A07	Cavi per alimentatori (EURO) MLB-A07
MLB-A09	Cavi per alimentatori (US) MLB-A09
ODC-A2404	Supporto portaoggetto per calibrazione ODC-A2404
ODC-A8108	Adattatore oculare per microcamere ODC-A8108
YKK-01	Cavi per alimentatori (CH) YKK-01

SOFTWARE

Modello	Descrizione
OXM 902	Software per microscopi KERN OXM 902 Microscope VIS 2.0 PRO
OXM 903	Software per microscopi KERN OXM 903 Microscope VIS 2.0 LITE

Panoramica dei pittogrammi KERN

	Interfaccia dati USB: per il collegamento a stampanti, PC o altre periferiche
	So ware PC: per il trasferimento dei dati di misurazione dal disposi tivo a un PC
	Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno