PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

KERN ODC 881

Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

ESEMPIO DI APPLICAZIONE



CARATTERISTICHE

- Con le camere per oculare KERN si può trasformare un tradizionale microscopio in un microscopio digitale, sostituendo un oculare del microscopio non digitale con la camera per oculare e collegandolo via USB al proprio computer
- Le fotocamere per oculare possono essere utilizzate universalmente e collegate tramite un cavo USB (USB 3.0) al microscopio, a un laptop o a un PC
- L'alimentazione elettrica passa dal cavo USB, pertanto non è necessaria un'alimentazione elettrica aggiuntiva
- Una sincronizzazione ottimale, elevata frequenza dei fotogrammi e una performance stabile dell'immagine semplificheranno notevolmente il vostro lavoro quotidiano in combinazione con il nostro software gratuito per PC VIS 2.0 PRO o VIS 2.0 LITE
- La fornitura comprende un cavo USB (lunghezza: 1,5 m), due adattatori per oculare e micrometro per oggetti per la calibrazione del software
- Possibili diametri dei tubi:
  23,2 mm (standard)
  30,0 mm (adattatore oculare)
  30,5 mm (adattatore oculare)
- Risoluzione fotocamera 5,1 MP

PITTOGRAMMI

Di serie



ACCESSORI

Modello	Descrizione
ODC-A2404	Supporto portaoggetto per calibrazione ODC-A2404
ODC-A8106	Adattatore oculare per telecamere oculari ODC-A8106 (Ø 23,2 – Ø 30 mm)
ODC-A8107	Adattatore oculare per telecamere oculari ODC-A8107 (Ø 23,2 – Ø 30,5 mm)

ITALIANO

SOFTWARE

Modello	Descrizione
OXM 902	Software per microscopi KERN OXM 902 Microscope VIS 2.0 PRO
OXM 903	Software per microscopi KERN OXM 903 Microscope VIS 2.0 LITE

Panoramica dei pittogrammi KERN



Interfaccia dati USB: per il collegamento a stampanti, PC o altre periferiche



So ware PC: per il trasferimento dei dati di misurazione dal disposi tivo a un PC



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno